


# Syntetiske operationshandsker

Varenummer 290100-290107

## Fusione

Syntetiske operationshandsker  
Pulverfri og naturfarvet



## Beskrivelse

Syntetisk operationshandske i fremstillet af isoprene & kloropren

Pulverfri

Sterile

Naturfarvet

Tekstureret håndflader

Med rullekant

Anatomisk form

Produceret i Malaysia

## CE

CE-mærket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC samt Bekendtgørelsen MDD nr. 1263 af 15. dec 2008

Klasse IIa

AQL<sub>≤</sub> 0,65

## Standarder

EN 455 1, 2, 3 & 4

EN 374-1 (Eksklusiv paragraf 5.3)

EN 374-2

EN 374-3

EN 420

## Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning 12 Newton

Efter belastning ved 70°C i 166 timer 9 Newton

Hele holdbarhedsperioden 9 Newton

Strækkevne:

Før belastning min. 800%

Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 600%

# Syntetiske operationshandsker

Varenummer 290100-290107

## Forpakning

50 par pr. æske  
4x50 par. pr. karton

## Tykkelse

Håndfladen 0,20 mm (+/- 0,03)  
Fingrene 0,18 mm (+/- 0,03)  
Håndled 0,16 mm (+/- 0,03)

Størrelser	Varenr.	Håndfladen mm (+/- 5)	Længde mm (minimum)
5½	290100	72	295
6	290101	77	295
6½	290102	83	295
7	290103	89	295
7½	290104	95	295
8	290105	102	295
8½	290106	108	295
9	290107	114	295

## Sammensætning

Kemikalie	CAS	Restkemikalier
Syntetisk latex	-	
Svovl	7704-34-9	
Zinc oxide	1314-132	
ZDBC	109-89-7	ND
ZDEC	136-23-2	ND
Antioxidant	-	
Polymer	-	

## Test udført

Sensibiliseringstest  
Irritationstest  
Cytotoksicitet  
Rest kemikalier  
Brudstyrke  
Virus penetration  
Pudderrester  
Kemikalie- og cystostatika gennemtrængning

# Syntetiske operationshandsker

Varenummer 290100-290107

## Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS	Gennemtrængningstid	Klasse
Methanol 95%	67-56-1	<69 min	3
Natrium hydroxide 50%	1310-73-2	>480 min	6
Svovlsyre 98%	7664-93-9	<41 min	2
n-Heptane	142-82-5	<1 min	0
Klorhexidine 4%	18472-51-0	>480 min	6
Glutaraldehyde 2,4%	111-30-8	>480 min	6
Formaldehyde 37%	50-00-0	>480 min	6
Hydrogen peroxide 3%	7722-84-1	>480 min	6
Carmustine (BCNU)		>240 min	5
Cisplatin		>240 min	5
Cyclophosphamide (Cytoxan)		>240 min	5
Dacarbazine (DTIC)		>240 min	5
Doxorubicin Hydrochloride		>240 min	5
Etoposide (Toposar)		>240 min	5
Fluorouracil		>240 min	5
Gemzar ( Gemcitabine)		>240 min	5
Paclitaxel (Taxol)		>240 min	5
Thiotepa		>240 min	5

## Opbevaring og håndtering:

*Opbevaring:* 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

*Holdbarhed* 3 år fra produktionsdato

*Holdbarhed åbnet:* handsken er ikke længere steril efter åbning

*Bortskaffelse af varen:* Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis mistanke om kontaminering, skal de bortskaffes som klinisk affald.

*Underemballage:* Karton

*Bortskaffelse:* Brændes/Genbruges

*Yderligere vejledning:* Handskerne er egnet til invasive procedurer og begrænset stærk kemi. Se test i databladet for gennemtrængningstider. Ikke egnet til fødevarehåndtering