

# Latex operationshandsker

Varenummer 290110-290117

## Sensiflex

Latex operationshandsker  
Pudderfri og naturfarvet



## Beskrivelse

Operationshandske i latex fremstillet af naturgummi  
Pudderfri  
Sterile  
Naturfarvet  
Tekstureret håndflader  
Polymer coated for lettere påtagning  
Med rullekant  
Anatomisk form  
Produceret i Malaysia

## CE

CE-mærket i henhold til EU-direktiv 93/42/EEC samt EU direktiv 89/686/EEC, CAT III  
Klasse IIa  
AQL ≤ 1,5

## Standarder

EN 455  
EN 374  
EN 388  
EN 420

## Fysiske egenskaber

Brudstyrke:  
Før belastning 12 Newton  
Efter belastning ved 70°C i 166 timer 9 Newton  
Hele holdbarhedsperioden 9 Newton

# Latex operationshandsker

Varenummer 290110-290117

Strækkevne:  
 Før belastning min. 750%  
 Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 600%

## Forpakning

50 par pr. æske  
 4x50 par. pr. karton

## Tykkelse ( single wall)

Håndfladen 0,21 mm (+/- 0,03)  
 Fingrene 0,22 mm (+/- 0,03)  
 Håndled 0,18 mm (+/- 0,03)  
 Længde: 290 mm

## Test udført

FitKit test  
 Sensibiliseringstest  
 Irritationstest  
 Cytotoksicitet  
 Rest kemikalier  
 Brudstyrke  
 Virus penetration  
 Puderrester  
 Endotoxintest  
 Proteinindhold – Testmetode Modified Lowry EN 455-3  
 Proteinindhold målt til <50 µg/g

## Sammensætning

Kemikalie	CAS	Restkemikalier
Naturligt gummi latex	-	
Svovl	7704-34-9	
Zinc oxide	1314-132	
ZDBC	109-89-7	ND
ZDEC	136-23-2	ND
Antioxidant	-	
Polymer	-	
Titanium Dioxide	-	

# Latex operationshandsker

Varenummer 290110-290117

## Kemikalie gennemtrængning

Kemikalie	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
Methanol	67-56-1	<1 min	0
Acetone	67-64-1	<1 min	0
Acetonitrile	75-05-8	<1 min	0
Natrium hydroxide 40%	1310-73-2	>480 min	6
Svovlsyre 96%	7664-93-9	>10 min	1
<b>Cystostatika</b>			
Carmustine (BCNU) 3.300 ppm		>480 min	6
Ciplatin 1.000 ppm		>480 min	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min	6
Flurouracil 50.000 ppm		>480 min	6
Mitoxantrone 2.000 ppm		>480 min	6
Irinotecan 20.000 ppm		>480 min	6
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm		>480 min	6
Thiotepa 10.000 ppm		>480 min	6

## Opbevaring og håndtering:

*Opbevaring:* 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

*Holdbarhed* 5 år fra produktionsdato

*Holdbarhed åbnet:* handsken er ikke længere steril efter åbning

*Bortskaffelse af varen:* Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Hvis mistanke om kontaminering, skal de bortskaffes som klinisk affald.

*Underemballage:* Karton

*Bortskaffelse:* Brændes/Genbruges

*Yderligere vejledning:* Handskerne er egnet til invasive procedurer, men ikke procedurer med stærk kemi.

**ADVARSEL:** Dette produkt indeholder naturlig gummilætex, der kan forårsage allergiske reaktioner og anafylaktisk shock.