



Nitrilhandsker

Varenummer 290466-290470

Classic

Lang nitrilhandske, pudderfri, sensitive



Beskrivelse

Lang undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)

Pudderfri

Usterile

Lyseblå

Ru fingerspidser – yderst god gennemfølingsevne

Med rullekant

Egnet til håndtering af fødevarer

Produceret for Abena A/S, DK i Malaysia under ISO 9001, ISO 13485 & ISO 14001

CE

Dual CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC, EU regulativet for medicinsk udstyr EU 2017/425

klasse I og EU direktiv 89/686/EEC, PPE regulativ EU 2016/425, CAT. III Type C certificering

AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374-1:2016

EN 374-2:2015

EN 374-3:2003

EN 374-4:2013

EN16523-1:2016

EN 374-5:2016 VIRUS

EN 420:2003+A1 2009

ASTM D6319-10:2015

ASTM D6124-06 :2011

ASTM F1671-13



Nitrilhandsker

Varenummer 290466-290470

Fysiske egenskaber

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Brudstyrke: | |
| Før belastning | 6 Newton |
| Efter belastning ved 70°C i 166 timer | 6 Newton |
| Gennem hele holdbarhedsperioden | 6 Newton |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Strækkevne: | |
| Før belastning | min. 500% |
| Efter belastning ved 70°C i 166 timer | min. 400% |

Tykkelse

| | | |
|------------|---------|------------|
| Håndfladen | 0,07 mm | (+/- 0,01) |
| Fingrene | 0,12 mm | (+/- 0,01) |

Opbevaring og håndtering

Opbevaring: 5-40°C
Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon
Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

| Størrelser | Varenr. | Int. Str. | Håndfladen mm (+/- 4) | Længde mm | Forpakning æske/karton |
|------------|---------|-----------|--------------------------|-----------|---------------------------|
| X-small | 290466 | 5-6 | 76 | 300 | 150/1500 |
| Small | 290467 | 6-7 | 86 | 300 | 150/1500 |
| Medium | 290468 | 7-8 | 98 | 300 | 150/1500 |
| Large | 290469 | 8-9 | 107 | 300 | 150/1500 |
| X-large | 290470 | 9-10 | 115 | 300 | 150/1500 |

Test udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Pudderrester
Virusgennemtrængning
Brudstyrke
Bioburden



Nitrilhandsker

Varenummer 290466-290470

Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)

Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater nederst på databladet)

Sammensætning/varedeklaration

| Kemikalie | CAS |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Nitril | 9003-18-3 |
| Potassium hydroxide | 1310-58-3 |
| Zinc oxid | 1314-13-2 |
| Zinc Diethyldithiocarbamate | 14324-55-1 (Ej målbart restindhold) |
| Zinc Dibutyldithiocarbamate | 136-23-2 (Ej målbart restindhold) |
| Anti oxidant | 68610-51-5 |
| Svovl | 7704-34-9 |
| Titanium Dioxid | 13463-67-7 |
| Klorin | 7782-50-5 |
| Phthalocyanine blue | 147-14-8 |

Kemikalie gennemtrængning

| Kemikalier | CAS-Nr. | Gennemtrængningstid | Klasse |
|--|------------|---------------------|--------|
| Acetone | 67-64-1 | <1 min. | 0 |
| Ammoniumhydroxid 25% | 1336-21-6 | 6 min. | 0 |
| Chloramin-T (i klorilli-opløsning) 0,5% | | >480 min. | 6 |
| Chloramin-T (i klorilli-opløsning) 5-15% | | 225 min. | 4 |
| Diethylsulfoxid 99% | 67-68-5 | 3 min. | 0 |
| Diethylamin | 109-89-7 | <1 min. | 0 |
| Dismofix K 1% | | >480 min. | 6 |
| Dismofix B 1% | | >480 min. | 6 |
| Dismozon pur 1% | | >480 min. | 6 |
| Dismozon pur 4% | | >480 min. | 6 |
| Diurethane dimethacrylate | 72869-86-4 | <242 min | 5 |
| Eddikesyre 10% | 64-19-7 | 90 min. | 3 |
| Ethanol 1,5% | 64-17-5 | >480 min. | 6 |
| Ethanol 35 % | 64-17-5 | 46 min. | 2 |
| Ethanol 70% | 64-17-5 | 11-18 min | 1 |
| Ethanol 99% | 64-17-5 | <1 min. | 0 |
| Ethidium bromide 5% | 1239-45-8 | >480 min. | 6 |
| Formaldehyde 37% | 50-00-0 | >480 min. | 6 |
| Formalin 10% | | >480 min. | 6 |
| Formic Acid 12,5% | 64-18-6 | 154 min. | 4 |
| Glutaraldehyde 10% | 111-30-8 | >480 min. | 6 |
| Glutaraldehyde 4% | 111-30-8 | >480 min. | 6 |
| Hydrogen peroxide 3% | 7722-84-1 | >480 min | 6 |
| Hydrogen peroxide 30% | 7722-84-1 | 31-45 min. | 2 |
| Hydroxyethyl methacrylate 97% | 868-77-9 | 5 min. | 0 |
| Hydrochloric acid 36% | 7647-01-0 | 28 min. | 1 |
| Isopropanol | 67-63-0 | 22 min. | 1 |
| Isopropanol 1,5% | 67-63-0 | >480 min. | 6 |



Nitrilhandsker

Varenummer 290466-290470

| | | | |
|--|------------|-----------|---|
| Isopropanol 45% | 67-63-0 | >480 min. | 6 |
| Kaliumcarbonat 35% | 584-08-7 | >480 min. | 6 |
| Klorhexidine 6% | 55-56-1 | >480 min. | 6 |
| Klorhexidine diguconate 20% | 18472-51-0 | >480 min. | 6 |
| Kohrsolin FF 0,5% | | >480 min. | 6 |
| Kohrsolin ekstra 0,5% til glutaraldehyde | | >480 min. | 6 |
| Kohrsolin ekstra 0,5% til alkohol | | >480 min. | 6 |
| Korsolex ekstra 4% til glutaraldehyde | | >480 min. | 6 |
| Korsolex ekstra 4% til alkohol | | >480 min. | 6 |
| Korsolex plus 3% | | >480 min. | 6 |
| Korsolex med AF 3% | | >480 min. | 6 |
| Methyl methacrylate | | <1 min. | 0 |
| Mikrobac Tissues | | >480 min. | 6 |
| Methanol 10% | 67-56-1 | 2-8 min. | 0 |
| Natrium hydroxide 40% | 1310-73-2 | >480 min. | 6 |
| Natrium hypoclorit 5% | 7681-52-9 | >480 min. | 6 |
| Natrium percarbonate 20% | 15630-89-4 | >480 min. | 6 |
| n-Heptane | 142-82-5 | 7 min. | 0 |
| n-Hexane | 110-54-3 | 14 min. | 1 |
| Pereddikesyre 38% | 79-21-0 | 5 min. | 0 |
| Perchloric syre 70% | | 418 min. | 5 |
| Petroleumether | | 22 min. | 1 |
| Phenol 90% | | <9 min. | 0 |
| Propanol | 71-23-8 | <6 min. | 0 |
| Rely+On™ Virkon® | 70693-62-8 | >480 min. | 6 |
| Saltsyre 36% | 7647-01-0 | 28 min. | 1 |
| Svovlsyre 96% | 7664-93-9 | 7 min. | 0 |
| Triethylene glycol dimethacrylate | | <12min. | 1 |
| Cystostatika | | | |
| Bortezomib 1.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Carmustine (BCNU) 3.300 ppm | | >480 min. | 6 |
| Cisplatin 1.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Cyclophosphamide 20.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Dacarbazine 10.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Epirubicin 2.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Etoposide 20.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Flurouracil 50.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Gemcitabine (Gemzar) 38.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Irinotecan 20.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Oxaliplatin 5.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Thiotepa 10.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Vinorelbine 10.000 ppm | | >480 min. | 6 |
| Antibiotika | | | |



Nitrilhandsker

Varenummer 290466-290470

| | | |
|--------------------------|-----------|---|
| Cefuroxim 90.000 ppm | >480 min. | 6 |
| Dicloxacillin 10.000 ppm | >480 min. | 6 |
| Gentamicin 40.000 ppm | >480 min. | 6 |

Testet iht: EN 374-3 og EN16523-1:2016