



Nitrilhandsker, pudderfri & acceleratorfri

Excellent

Nitrilhandsker, pudderfri, acceleratorfri



Beskrivelse

Undersøgelseshandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)
Fremstillet uden brug af accelerators (gummikemikalier)
Pudderfri
Usterile
Blå
Tekstureret fingrespids
Med rullekant
Egnet til håndtering af fødevarer, men ikke syreholdige fødevarer
Produceret for Abena A/S, DK i Malaysia under ISO 9001 & ISO 13485

CE

Dual CE-mærket i henhold til Medicinsk Udstyr regulative EU 2017/745 Klasse I
PPE direktiv EU 2016/425, Type B CAT III
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 & 4
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018
EN 374-2:2015
EN 374-3:2003
EN 16523-1:2015 + A1:2018
EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN ISO 21420:2020
ASTM D6978-05
ASTM D6319
ASTM F1671

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:



Nitrilhandsker, pudderfri &

acceleratorfri

Før belastning 6 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer 6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden 6 Newton

Strækevne:
Før belastning min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer min. 400%

Tykkelse

Håndflade	0.07 mm (+/- 0.02)
Fingrene	0.10 mm (+/- 0.02)

Opbevaring og håndtering

Opbevaring: 5-40°C
Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon
Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)	Forpakning
X-small	290670	5-6	75	240	150/1500
Small	290671	6-7	85	240	150/1500
Medium	290672	7-8	95	240	150/1500
Large	290673	8-9	105	240	150/1500
X-large	290674	9-10	115	240	150/1500

Test udført

Luft og vand test
Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Brudstyrke
Virusgennemtrængning
Bakterie og svampe
Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)
Kemikalie, cytostatika og antibiotika gennemtrængning (se liste med resultater nederst på databladet)

Sammensætning/varedeklaration:

Kemikalie	CAS
Nitril	9010-81-5
Kaliumhydroxid	1310-58-3
Titanium Dioxide	13463-67-7



Nitrilhandsker, pudderfri &

acceleratorfri

Blå Pigment

Zinkoxid 1314-13-2

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
Ammonium Hydroxid	1336-21-6	4 min.	0
DMSO	67-68-5	3 min.	0
Eddikesyre	64-19-7	3 min.	0
Ethanol 70%	64-17-5	25 min.	1
Ethidium Bromide 1%	1239-45-8	>480 min.	6
Formaldehyde 37%	50-00-0	61-90 min.	3
Formalin 4%	50-00-0	>480 min.	6
Glutaraldehyde 50%	111-30-8	>480 min.	6
Hydrogen Peroxide 30%	7722-84-1	0-5 min.	0
Isopropanol 45%	67-63-0	>480 min.	6
Isopropanol 70%	67-63-0	3 min.	0
Klorhexidine Digluconat 0,5%	18472-51-0	>480 min.	6
Methanol i vand	67-56-1	>480 min.	6
n-Heptane	142-82-5	3 min.	0
n-Hexane	110-54-3	4 min.	0
Natrium Hydroxide 40%	1310-72-2	>480 min.	6
Natrium Hypochlorite 10-13%	7681-52-9	>480 min.	6
Perchloric syre 39%	7601-90-3	13 min.	1
Phenol 0,1%	108-95-2	>480 min.	6
Salpetersyre	7697-37-2	5 min.	0
Svovlsyre 50%	7664-93-9	>480 min.	6

Cystostatika

Carmustine 3.300ppm	26,2 min.	1
Cisplatin 1.000 ppm	>240 min.	5
Cyclophosphamide 20.000 ppm	>240 min.	5
Cytarabine 100.000 ppm	>240 min.	5
Dacarbazine 10.000ppm	>240 min.	5
Doxorubicin 2.000 ppm	>240 min.	5
Etoposide 20.000 ppm	>240 min.	5
Flurouracil 50.000 ppm	>240 min.	5
Ifosfamide 50.000 ppm	>240 min.	5
Melphalan 5.000 ppm	>480 min.	6
Methotrexate 25.000 ppm	>240 min.	5
Mitomycin 500 ppm	>240 min.	5
Mitoxantrone 2.000ppm	>240 min.	5
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm	>240 min.	5
Thiotepa 10.000 ppm	59,1 min.	2



Nitrilhandsker, pudderfri & acceleratorfri

Vincristine Sulfate 1.000 ppm	>240 min.	5
Antibiotika		
Cefuroxim 90.000 ppm	>480 min.	6
Dicloxacilin 10.000 ppm	>480 min.	6
Gentamicin 40.000 ppm	>480 min.	6

Testet iht. EN 16523-1:2015, EN 374-3:2003 og ASTM D6978-05