



# Nitrilhandsker, acceleratorfri

Varenummer 290670-290674

*Excellent*

**Nitrilhandsker, pudderfri, blå & accelerator fri**



## **Beskrivelse**

---

Undersøgelsehandske i nitril (Nitrile Butadiene Rubber)  
Fremstillet uden brug af accelerators (gummikemikalier)  
Pudderfri  
Usterile  
Blå  
Blød og behagelig handske med tekstureret fingrespidser  
Med rullekant  
Egnet til håndtering af fødevarer  
Produceret for Abena A/S, DK i Malaysia under ISO 9001 & ISO 13485

## **CE**

---

Dual CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC and EU direktiv 89/686/EEC  
Class I & CAT III  
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

## **Standarder**

---

EN 455-1, 2, 3 & 4  
EN 374-1 (undtaget pkt. 5.3)  
EN 374-2  
EN 374-3 (anvendt testmetoden til kemikalie gennemtrængning)  
EN 388 (0,0,0,0)  
EN 420

## **Fysiske egenskaber**

---

Brudstyrke:	
Før belastning	6 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden	6 Newton
Strækkevne:	
Før belastning	min. 500%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 400%



# Nitrilhandsker, acceleratorfri

Varenummer 290670-290674

## Forpakning

150 stk. pr. æske  
10x150 stk. pr. karton  
54 kartoner pr. palle

## Tykkelse

Håndflade 0.07 mm (+/- 0.02)  
Fingrene 0.10 mm (+/- 0.02)  
Håndled 0.05 mm (+/- 0.02)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 4)	Længde mm (+/- 5)
X-small	290670	5-6	75	240
Small	290671	6-7	85	240
Medium	290672	7-8	95	240
Large	290673	8-9	105	240
X-large	290674	9-10	115	240

## Test udført

Sensibiliseringstest  
Irritationstest  
Cytotoksitet  
Restkemikalier  
Brudstyrke  
FitKit test  
Gennemtrængningstid  
Pudderrester  
Virusgennemtrængning  
Fødevaregodkendelse (se separat fødevaredatablad)  
Kemikalie- og cytostatika gennemtrængning (se liste med resultater nederst på databladet)

## Sammensætning/varedeklaration:

Kemikalie	CAS
Nitril	9010-81-5
Wingstay L	68610-51-5
KOH	1310-58-3
Titanium Dioxide	13463-67-7

## Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
2-Hydroxyethylmethacrylate 50%	868-77-9	14 min	1
2-Hydroxyethylmethacrylate 97%	868-77-9	<5 min	0
Acetone	67-64-1	<1 min	0
Dichlormethane	75-09-2	0 min	0
Ethanol 1,5%	64-17-5	>480 min	6
Ethanol 35%	64-17-5	10 min	2



# Nitrilhandsker, acceleratorfri

Varenummer 290670-290674

Ethanol 70%	64-17-5	2 min	0
Ethidium bromide 1%	1239-45-8	>480 min	6
Formaldehyde 4%	50-00-0	>480 min	6
Formaldehyde 10%	50-00-0	>480 min	6
Formaldehyde 35%	50-00-0	120-180 min	4
Glutaraldehyde 1%	111-30-8	>480 min	6
Hydrogen peroxide 3%	7722-84-1	>480 min	6
Hydrogen peroxide 30%	7722-84-1	>480 min	6
Isopropanol	67-63-0	<1 min	0
Isopropanol 1,5%	67-63-0	>480 min	6
Klorhexidine 4%	55-56-1	>480 min	6
Klorhexidine Digluconat 20%	18472-51-0	>480 min	6
Methanol	67-56-1	2 min	0
Methyl methacrylate	80-62-6	>1 min	0
n-Heptane	142-82-5	<1 min	0
n-Hexane	110-54-3	2 min	0
Natrium hydroxide 40%	1310-72-2	>480 min	6
Natrium Hypochlorite	7681-52-9	>480 min	6
Perchloric syre 70%	7601-903	117 min	3
Petroleum ether	101316-46-5	1 min	0
Phenol 80 %	108-95-2	<5 min	0
1-Propanol	71-23-8	<5 min	0
Rely+On Virkon	70693-62-8	>480 min	6
Svovlsyre 96%	7664-93-9	>6 min	0
Triethylene glycol dimethacrylate 95%	109-16-0	<12 min	1
<b>Cystostatika</b>			
Bendamustine 5.000ppm		>480 min	6
Bortezomib 1.000ppm		>480 min	6
Carboplatin 10.000ppm		>480 min	6
Carmustine (BCNU) 3.300ppm		>480 min	6
Cisplatin 1.000 ppm		>480 min	6
Cladribine 1.000ppm		>480 min	6
Cyclophosphamide 20.000 ppm		>480 min	6
Docetaxel 10.000ppm		>480 min	6
Doxorubicin Hydrochloride 2.000 ppm		>480 min	6
Epirubicin 2.000ppm		>480 min	6
Etoposide 20.000 ppm		>480 min	6
Flurouracil 50.000 ppm		>480 min	6
Gemcitabine 38.000ppm		>480 min	6
Irinotecan 20.000ppm		>480 min	6
Methotrexate 25.000 ppm		>480 min	6
Mitoxantrone 2.000ppm		>480 min	6
Paclitaxel (taxol) 6.000 ppm		>480 min	6
Pemetrexed 25.000ppm		>480 min	6
Thiotepa 10.000 ppm		>480 min	6
Vizada (5-Azacytidine) 25.000ppm		>480 min	6



# Nitrilhandsker, acceleratorfri

Varenummer 290670-290674

Testet iht: EN 374-3

## Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vynilhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi <sup>*1</sup>	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber <sup>*2</sup>	✓	%	%
Rengøring <sup>*3</sup>	✓	✓	✓
Fødevarer godkendt <sup>*4</sup>	✓	✓	✓

SK114/DK/12.2014

<sup>\*1</sup> Specifikke cytostatika test er anført på databladet. <sup>\*2</sup> Olieholdige cremer og sæber.

<sup>\*3</sup> Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. <sup>\*4</sup> Vynilhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

## Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 5-40°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed 3 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges