



Varenummer 292542

Engangskateter, Actreen Hi-Lite Set, nelaton, CH 18, 39cm, 1000 ml, coated, sæt, steril

✓ 24 timers sammenbøjning



Produktbeskrivelse

Et engangskateter med en hydrofil coating, der gør katetret klar til brug samt sikrer, at det er glat og nemt at indføre. Findes i to forskellige varianter med integreret urinopsamlingspose - nelaton spids og tiemann spids. Integreret foldeanordning, som gør at herrekatetrene kan være i en lomme - katetret kan tåle sammenbøjning i op til 24 timer, hvilket gør det diskret at medbringe. Folien giver mulighed for flere håndteringsmuligheder alt efter brugerens motoriske egenskaber.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangskateter
Varemærke	Actreen
Vareserie	Hi-Lite Set
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 18
Farve	Rød
Features	Coated, sæt, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	TPO
Længde/dybde	39 cm
Effektiv længde	37 cm
Rumindhold, brutto	1000 ml
Steriliseringstype	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Anvendes til engangskaterisation. Ligger klar til brug i en hydrofil glycerin opløsning. Nelaton kateteret kan bruges både til mænd, kvinder og børn.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	30 stk	13 cm	9.5 cm	4.3 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fri for PVC (plasttype fremstillet af polyvinylchlorid).

STERILE

Produktet er sterilt



Produktet er kun til engangsbrug.



Produktet indeholder ikke latex.