



Varenummer 4070

Glidestykker, 50m x 74cm, blå

- ✓ Glidestykke giver mulighed sikker og nem flytning af personer i en seng eller stol
- ✓ Kan også bruges til at vende personer mens personen ligger eller sidder
- ✓ Man behøver ikke at flytte glidestykket ved brug

Produktbeskrivelse

Stykkerne anvendes ved stillingsændring og forflytning både i siddende og liggende stilling for herved at forebygge gnidningsskader på huden og ned-sætte forskydningskræfternes skadelige virkning på underliggende væv. Stykkerne foldes på midten og placeres under f.eks. skuldre eller sædeparti. Herved flyttes gnidningsmodstanden fra personens hud til midten af none-friktionsstykket.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Glidestykker
Farve	Blå
Materiale	Nylon, PU
Længde/dybde	50 m
Bredde	74 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Vaskeanvisninger	Stykkerne kan ikke vaskes, men skylles op, og kan genanvendes til samme person.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 rl	74.8 cm	8 cm	8 cm	
rl	1 rl				

