



# Latexhandsker, pudret

Varenummer 4383-4386, 4382

*Classic*

**Pudret latexhandsker**



## **Beskrivelse**

---

Undersøgelsehandske i latexgummi  
Pudret  
Usterile  
Naturfarvet  
Glat overflade  
Med rullekant  
Egnet til håndtering af fødevarer  
Produceret for Abena A/S, DK, i Malaysia under ISO 9001

## **CE**

---

CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC samt EU-direktiv 89/686/EEC  
Klasse I & CAT. III  
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

## **Standarder**

---

EN 455-1, 2, 3, 4  
EN 374-1 (eksklusiv §5.3)  
EN 374-2  
EN 374-3 (testmetode til kemikalie gennemtrængning)  
EN 388 (0,0,0,0)  
EN 420

## **Fysiske egenskaber**

---

Brudstyrke:

Før belastning	9 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden	6 Newton

Strækkevne:

Før belastning	min. 700%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 500%



# Latexhandsker, pudret

Varenummer 4383-4386, 4382

## Forpakning

100 stk. pr. æske  
10x100 stk. pr. karton  
50 kartoner pr palle

## Tykkelse

Håndfladen 0,12 mm (+/- 0,03)  
Fingrene 0,14 mm (+/- 0,03)  
Håndled 0,08 mm (+/- 0,03)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 5)	Længde mm (+/- 5)
Xsmall	4383	5-6	< 80	240
Small	4384	6-7	80	240
Medium	4385	7-8	95	240
Large	4386	8-9	110	240
Xlarge	4382	9-10	>110	240

## Test udført

Sensibiliseringstest  
Irritationstest  
Cytotoksitet  
Restkemikalier  
Brudstyrke  
Viruspenetration  
Proteinindhold – Testemetode Modified Lowry – EN 455-3  
Proteinindhold målt til <150 µg/g

## Sammensætning/varedeklaration:

Kemikalie	CAS
Latex	
ZDBC	136-23-2
ZDEC	14324-55-1
Zink Oxid	1314-13-2
Svovl	7704-34-9
Titanium dioxid	13463-67-7
Wingstay L	68610-51-5
EPL	
Polymer hindret phenol	
Kalcium nitrat	
Majsmel som pudder	



# Latexhandsker, pudret

Varenummer 4383-4386, 4382

## Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
Formaldehyde 15%	50-00-0	>120 min	4
Natrium hydroxid 40 %	1310-73-2	>120 min	4
Svovlsyre 47%	7664-93-9	>60 min	3

## Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi <sup>*1</sup>	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber <sup>*2</sup>	✓	%	%
Rengøring <sup>*3</sup>	✓	✓	✓
Fødevarer <sup>*4</sup>	✓	✓	✓

<sup>\*1</sup> Specifikke cytostatika test er anført på databladet. <sup>\*2</sup> Olieholdige cremer og sæber.

<sup>\*3</sup> Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. <sup>\*4</sup> Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

## Opbevaring og håndtering:

*Opbevaring:* 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

*Holdbarhed:* 5 år fra produktionsdato

*Holdbarhed åbnet:* se emballagen

*Bortskaffelse af varen:* Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

*Underemballage:* Karton

*Bortskaffelse:* Brændes/Genbruges

*Yderemballage:* Karton

*Bortskaffelse:* Brændes/Genbruges

**ADVARSEL:** Dette produkt indeholder naturlig gummilætex, der kan forårsage allergiske reaktioner og anafylaktisk shock.