



Latexhandsker, pudret

Varenummer 4383-4386, 4382

Classic

Pudret latexhandsker



Beskrivelse

Undersøgelsehandske i latexgummi
Pudret
Usterile
Naturfarvet
Glat overflade
Med rullekant
Egnet til håndtering af fødevarer
Produceret for Abena A/S, DK, i Malaysia under ISO 9001

CE

CE-mærket i henhold til EU direktiv 93/42/EEC samt EU-direktiv 89/686/EEC
Klasse I & CAT. III
AQL 1,5 i henhold til EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3, 4
EN 374-1 (eksklusiv §5.3)
EN 374-2
EN 374-3 (testmetode til kemikalie gennemtrængning)
EN 388 (0,0,0,0)
EN 420

Fysiske egenskaber

Brudstyrke:

Før belastning	9 Newton
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	6 Newton
Gennem hele holdbarhedsperioden	6 Newton

Strækkevne:

Før belastning	min. 700%
Efter belastning ved 70°C i 166 timer	min. 500%



Latexhandsker, pudret

Varenummer 4383-4386, 4382

Forpakning

100 stk. pr. æske
10x100 stk. pr. karton
50 kartoner pr palle

Tykkelse

Håndfladen 0,12 mm (+/- 0,03)
Fingrene 0,14 mm (+/- 0,03)
Håndled 0,08 mm (+/- 0,03)

Størrelser	Varenr.	Int. Str.	Håndfladen mm (+/- 5)	Længde mm (+/- 5)
Xsmall	4383	5-6	< 80	240
Small	4384	6-7	80	240
Medium	4385	7-8	95	240
Large	4386	8-9	110	240
Xlarge	4382	9-10	>110	240

Test udført

Sensibiliseringstest
Irritationstest
Cytotoksitet
Restkemikalier
Brudstyrke
Viruspenetration
Proteinindhold – Testemetode Modified Lowry – EN 455-3
Proteinindhold målt til <150 µg/g

Sammensætning/varedeklaration:

Kemikalie	CAS
Latex	
ZDBC	136-23-2
ZDEC	14324-55-1
Zink Oxid	1314-13-2
Svovl	7704-34-9
Titanium dioxid	13463-67-7
Wingstay L	68610-51-5
EPL	
Polymer hindret phenol	
Kalcium nitrat	
Majsmel som pudder	



Latexhandsker, pudret

Varenummer 4383-4386, 4382

Kemikalie gennemtrængning

Kemikalier	CAS-Nr.	Gennemtrængningstid	Klasse
Formaldehyde 15%	50-00-0	>120 min	4
Natrium hydroxid 40 %	1310-73-2	>120 min	4
Svovlsyre 47%	7664-93-9	>60 min	3

Abena handskeguide

Dit behov:	Nitrilhandsker	Latexhandsker	Vinylhandsker
Plejeopgaver	✓	✓	%
Medicindosering	✓	%	%
Blod/Kropsvæske	✓	✓	%
Kemoterapi ^{*1}	✓	%	%
Hormoncreme	✓	%	%
Cremer og sæber ^{*2}	✓	%	%
Rengøring ^{*3}	✓	✓	✓
Fødevarer ^{*4}	✓	✓	✓

^{*1} Specifikke cytostatika test er anført på databladet. ^{*2} Olieholdige cremer og sæber.

^{*3} Korte rengøringsopgaver uden stærk kemi. ^{*4} Vinylhandsker er ikke egnet til håndtering af fede fødevarer.

Opbevaring og håndtering:

Opbevaring: 10-30°C

Undgå varme, fugt, stærkt lys og ozon

Holdbarhed: 5 år fra produktionsdato

Holdbarhed åbnet: se emballagen

Bortskaffelse af varen: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald

Underemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

Yderemballage: Karton

Bortskaffelse: Brændes/Genbruges

ADVARSEL: Dette produkt indeholder naturlig gummilætex, der kan forårsage allergiske reaktioner og anafylaktisk shock.