



Varenummer 70152



Bind, ABENA Let, Super Airlaid, hvid

- ✓ Non-woven bagsidefolie - bruges som booster
- ✓ 100% åndbarhed understøtter sund hud
- ✓ Forskellige størrelser og sugevener



Produktbeskrivelse

ABENA Let er en serie af rektangulære bind til bred anvendelse. Både ABENA Let Super Airlaid, Normal og Maxi bruges hovedsageligt som booster til ekstra absorption, men kan også anvendes som fødebind eller sekundært absorberende bind til andre kropsvæsker. Det fuldt åndbare bind med non-woven bagside sikrer sund hud og optimal komfort. Bindende fås i forskellige størrelser og sugevener. ABENA Let Normal og Super Airlaid inderholder begge superabsorberende polymer (SAP) for at minimere risikoen for ubehagelige lugtgener.



Specifikationer

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Bind |
| Varemærke | ABENA |
| Vareserie | Let |
| Størrelse | Super Airlaid |
| Farve | Hvid |
| Materiale | ECF fluff, nonwoven, PP, resin |
| Længde/dybde | 320 mm |
| Bredde | 120 mm |
| Tolerance | +/- 10% |
| Absorptionsevne | 140 ml |
| Køn | Unisex |
| Inkontinensgrad | Let |
| Certifikater | CE, MD, UKCA. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse I |
| Produkt- eller teststandarder | ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001 |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745 |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Bør opbevares utilgængeligt for børn. |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Rektangulært bind til bred anvendelse. Bruges hovedsageligt som booster sammen med et andet inkontinensprodukt, for at øge den samlede absorp-

tionsevne. Hvis det ikke bruges som booster, anbefales brug af fikseringstrusse, eksempelvis vores ABENA Fix-produkter. Fikseringstrusser sikrer god pasform og reducerer risikoen for lækage. Produktstørrelsesgenkendelse ved hjælp af farvekoder og navne.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll | 6 pk | 41.5 cm | 38.6 cm | 27.6 cm | 7331246005423 |
| pk | 100 stk | 18.4 cm | 38.9 cm | 14.6 cm | 7331246005416 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.



Lugtkontrol er en vigtig faktor for at sikre brugeren diskretion. ABENAs inkontinensprodukter er designet og udviklet til at holde lugten fra produktet på et absolut minimum.



Produktet indeholder ikke latex.



Poser med dette symbol er fremstillet af 30% PCR (post-consumer recycled), hvilket vi på dansk kender som husstandssorteret plast. Således kan vi reducere vores plastikaffald og samtidig gøre en indsats for at passe på miljøet.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



The Flow Through symbol indicates that the incontinence product can be used as a "booster", which means that the product can be placed into other incontinence products to provide extra absorbency. The booster products have a backsheet made of non-woven materials, where urine can flow through the backside of the product.

