

Varenummer 222483

Trykaflastning, HeeLift Glide, M-L, æggebakke-inderside, glat yderside



Produktbeskrivelse

Heelift Glide anvendes til behandling og forebyggelse af tryksår på hæl og fod. Kan anvendes ved ødematøse ben. Med ventilationshuller, lukkes med velcrobånd, har glat bagside, så den ikke hænger i underlag. Ekstra lille pude medfølger til kontrol af benrotation, for at undgå dropfod mm. Kan tilklippes så den bliver specielt tilpasset patientens fod ved fremspring, sår eller lignende. Må gerne anvendes når der er sår. Med glat yderside der fremmer patientens mobilitet i seng og stol.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Trykaflastning
Varemærke	HeeLift
Vareserie	Glide
Størrelse	M-L
Features	Æggebakke-inderside, glat yderside
Ingredienser/sammensætning	PU-skum
HMI-nr.	78715
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bør kun anvendes i seng eller stol.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 60°C i vaskepose – i maskine.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	31 cm	20.5 cm	21 cm	831727006453