

Varenummer 1000001007

Sonde, Bowmann, rustfrit stål, fig.  
000/00, Ø 0,4/06 mm, flergangs



## Produktbeskrivelse

Bowman sonde, dobbeltendede, anvendes bl.a. til dilatation af tårvejskanal.

## Specifikationer

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Sonde                             |
| Varemærke                        | Bowmann                           |
| Features                         | Fig. 000/00, Ø 0,4/06 mm          |
| Engangs/flergangs                | Flergangs                         |
| Materiale                        | Rustfrit stål                     |
| Certifikater                     | MD.                               |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                          |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                         |
| Bortskaffelse af produkt         | Afleveres på miljøstation.        |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes. |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde  | EAN           |
|-------|------------|--------|--------|--------|---------------|
| stk   | 1 stk      | 24 cm  | 6.5 cm | 1.5 cm | 5703538350191 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.