



Varenummer 1000001045

Teststrimler, CoaguChek Pro II, sort, INR



Produktbeskrivelse

CoaguChek Pro II PT teststrimler anvendes sammen med CoaguChek Pro II INR apparat. En kodechip medfølger i hver æske med test-strimler. Kodechippet sættes i porten på bagsiden af apparatet og sikrer kalibrering i forhold til teststrimlerne. Test kan kun udføres hvis teststrimler og kodechip passer sammen. Dosering kan ske fra siden og fra oven med en dråbe frisk venøst, kapillært eller arterielt fuldblod (min. 8 µl).

Specifikationer

Produktbetegnelse	Teststrimler
Varemærke	CoaguChek
Vareserie	Pro II
Farve	Sort
Features	INR
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Selvtest
Direktiver, lovgivning og regler	IVD Direktivet 98/79/EC
Holdbarhed	14 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	48 stk	8 cm	4.5 cm	9 cm	4015630933501
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.