



Varenummer 1000001046

INR-apparat, CoaguChek Pro II, inkl. strømforsyning



Produktbeskrivelse

CoaguChek® Pro II anvendes af sundhedspersonale til måling af INR-værdier, samme med CoaguChek® Pro II teststrimmel. PT/INR-resultater på ca. 1 minut, indeholder opladeligt batteri, der oplades med tilhørende adapter via lysnettet og/eller dockingstation. 2D-stregkodescanner til identifikation af patient, bruger og kontroller for hurtigere id-registrering

Specifikationer

Produktbetegnelse	INR-apparat
Varemærke	CoaguChek
Vareserie	Pro II
Features	Inkl. strømforsyning
Inkluderet tilbehør	Inkl. 1 CoaguChek Pro II måleinstrument inkl. batteripakke, 1 strømforsyning, 1 trykt brugermanual på engelsk og 1 cd-rom med brugermanual på bl.a. dansk.
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse A
Direktiver, lovgivning og regler	IVDR (EU) 2017/746
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	34 cm	17.4 cm	13.4 cm	7613336205433
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.