



Varenummer 1000001143



Skaft med gevind, Vikan, 130cm, Ø3,4cm, orange, glas/PP, ultra hygiejnisk

- ✓ Behagelig i brug
- ✓ 6% lettere end glasfiber skafter
- ✓ God kemiresistens
- ✓ Ultra hygiejnisk



Produktbeskrivelse

Skaftets diameter giver en behagelig gribeblade under brug. Materialeegenskaberne for polypropylen sikrer, at skaftet er behagelig under brug - selv i kolde lokaler som f.eks. kølerrum og produktionsområder. Skaftet er 6 % lettere end tilsvarende glasfiberskafter og har en god kemiresistens. Det hygiejniske design reducerer risikoen for indtrængen af bakterier i overfladen samt mellem evt. samlinger.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skaft med gevind
Varemærke	Vikan
Farve	Orange
Features	Ultra hygiejnisk
Materiale	Glas, PP
Længde/dybde	130 cm
Diameter	3.4 cm
Vægt, netto	0.4 kg
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020, UK 2019/704
Bortskaffelse af produkt	Sorteres som Restaffald
Bortskaffelse af emballage	Sorteres som Pap

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	26 cm	11 cm	130 cm	15705020296076
stk	1 stk				5705020296079



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.