



Varenummer 1000001191

**Fikseringsbind, Peha-Haft, 4m x 8cm, hvid, selvhæftende, latexfri, usteril, engangs**



## Produktbeskrivelse

Selvhæftende elastisk latexfrit fikseringsbind, anvendes til alle typer af forbinding. Fungerer udmærket over bevægelige led samt ved fiksering af forbindinger på hoved og fingre. Fikserer også polstermateriale og kanyler. Kan desuden fungere som let støttebind. Bindet er let at klippe af, når forbindingen er stabiliseret. Bindet hæfter på begge sider og efter nogle få forbindingsomgange afsluttes fikseringen med et let tryk.



## Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Fikseringsbind                                                                   |
| Varemærke                        | Peha-Haft                                                                        |
| Farve                            | Hvid                                                                             |
| Features                         | Selvhæftende, latexfri, usteril                                                  |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | 43% viskose, 37% bomuld, 20% polyamid                                            |
| Længde/dybde                     | 4 m                                                                              |
| Bredde                           | 8 cm                                                                             |
| Certifikater                     | CE. MD.                                                                          |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.                                 |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde  | Højde   | EAN            |
|-------|------------|--------|---------|---------|----------------|
| kll   | 140 stk    | 55 cm  | 23.5 cm | 27.5 cm | 4049500749961  |
| stk   | 1 stk      |        |         |         | 20612553018445 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.