



Varenummer 1000001193

Fikseringsbind, Peha-Haft, 20m x 4cm, hvid, selvhæftende, pakket enkeltvis, latexfri, usteril, engangs



Produktbeskrivelse

Selvhæftende elastisk latexfrit fikseringsbind, anvendes til alle typer af forbinding. Fungerer udmærket over bevægelige led samt ved fiksering af forbindinger på hoved og fingre. Fikserer også polstermateriale og kanyler. Kan desuden fungere som let støttebind. Bindet er let at klippe af, når forbindingen er stabiliseret. Bindet hæfter på begge sider og efter nogle få forbindingsomgange afsluttes fikseringen med et let tryk.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	Peha-Haft
Farve	Hvid
Features	Selvhæftende, pakket enkeltvis, latexfri, usteril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	43% viskose, 37% bomuld, 20% polyamid med speciel latexfri belægning
Længde/dybde	20 m
Bredde	4 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	24 stk	30 cm	15.5 cm	20.4 cm	4049500750028
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.