

Varenummer 1000001218

Halskrave, Laerdal Stifneck Pedi-Select, til immobilisering af hals/nakke, barn



Produktbeskrivelse

Stifneck Pedi-Select halskraven er designet til at holde halshvirvelsøjlen i en neutral stilling under transport i kombination med andet udstyr til immobilisering af halshvirvelsøjlen og hele kroppen. Stifneck Pedi-Select halskraven må kun bruges af kvalificeret sundhedspersonale. Ukorrekt brug kan medføre skade eller permanent invaliditet. Stifneck Pedi-Select er latexfri, gennemtrængelig for røntgenstråler, MR-kompatibel og kan indstilles i 3 størrelser til spædbørn og mindre børn.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Halskrave
Varemærke	Laerdal
Vareserie	Stifneck Pedi-Select
Features	Til immobilisering af hals/nakke, barn
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	49.2 cm	32.2 cm	17.4 cm	07045430049352



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.