



Varenummer 1000001227

Genoplivningspose, Laerdal, inklusiv transparent voksenmaske str. 5 med inflationsventil, engangs



Produktbeskrivelse

Laerdal BAG II engangs genoplivningspose inklusiv voksenmaske størrelse 5 med inflationsventil, oxygenreservoir og iltslange med konektor. Den gennemsigtige maske slutter tæt til patientens ansigt, så der sikres korrekt ventilation, samt giver mulighed for at se farven på patientens læber, sekretion og dug fra udånding. Vinkelstykket mellem maske og ventilationspose kan drejes 360 grader, så ventilationen kan ske fra alle vinkler. Voksen størrelse anvendes til patienter over 20 kg. Voksenmaske str. 5 med inflationsventil pumpes op ved hjælp af en sprøjte, pump masken op med en luftmængde, så masken kan slutte tæt. Der skal være tilstrækkeligt med luft i manchetten til, at den stive plastik ikke mærkes gennem masken, når den presses ind mod ansigtet. Masken må ikke pumpes for hårdt op, men skal give lidt efter for at kunne slutte tæt. Latexfri. Beregnet til engangsbrug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Genoplivningspose
Varemærke	Laerdal
Sekundær farve	Transparent
Features	Inklusiv transparent voksenmaske str. 5 med inflationsventil
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	PC, PP, PVC, gummi
Brugervægt	20+ kg
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	82 cm	30.7 cm	32 cm	7045432068047
stk	1 stk				7045432067972



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.