

Varenummer 1000001234

Genoplivningspose, Laerdal, spædbarn, transparent maske str. 1, engangs



Produktbeskrivelse

Laerdal BAG II engangs genoplivningspose spædbarn inklusiv babymaske str.1, oxygenreservoir og iltslange med konnektor. Den gennemsigtige maske slutter tæt til patientens ansigt, så den sikrer korrekt ventilation, og giver mulighed for at se farven på patientens læber, sekretion og dug fra udånding. Vinkelstykket mellem maske og ventilationspose kan drejes 360 grader, så ventilationen kan ske fra alle vinkler. Anvendes til patienter mellem 2,5 - 12 kg. Latexfri. Genoplivningsposen er beregnet til engangsbrug. Størrelsen spædbarn er udstyret med en "pop off"-ventil på vinkelstykket, så det sikres, at der administreres korrekt lufttryk til mindre og mere sarte lunger. Ventilen popper ud, hvis trykket overskrider 35 cm H2O.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Genoplivningspose
Varemærke	Laerdal
Sekundær farve	Transparent
Features	Spædbarn, transparent maske str. 1
Engangs/flergangs	Engangs
Brugervægt	2,5-12 kg
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	12 stk	40.7 cm	41 cm	31.5 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.