



Varenummer 1000001250

Filmforbinding, Leukomed T, 7,2x5cm, transparent, latexfri, steril



Produktbeskrivelse

Steril filmforbinding til beskyttelse af overfladiske sår og fiksering af sårbandager.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Leukomed T
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, steril
Ingredienser/sammensætning	PUR, PA
Længde/dybde	7.2 cm
Bredde	5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	500 stk	29.5 cm	18.5 cm	15 cm	4042809391763
pk	50 stk	8.8 cm	5.5 cm	13 cm	4042809199536
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke
latex.

STERILE

Produktet er sterilt