



Varenummer 100001251

## Filmforbinding, Leukomed T, 12,5x10cm, transparent, latexfri, steril

- ✓ Steril filmforbinding
- ✓ Til overfladiske sår
- ✓ Til fiksering af sårbandager



### Produktbeskrivelse

Steril filmforbinding til beskyttelse af overfladiske sår og fiksering af sårbandager.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Leukomed T
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, steril
Ingredienser/sammensætning	PUR, PA
Længde/dybde	12.5 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	30 cm	23.5 cm	20.2 cm	4042809391909
pk	50 stk	13.8 cm	5.5 cm	18.5 cm	4042809234602
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt