



## Produktdatablad

# Hydrofob bandage, Sorbact Superabsorbent, 10x10cm

Varenummer: 1000001332



## Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 5 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Hydrofob bandage. Varemærke: Sorbact. Vareserie: Superabsorbent. Holdbarhed: 5 år. Farve: grøn. Ingredienser/sammensætning: PE, syntetisk gummi, PP, PA, DACC. Features: u/klæb, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: EO. Længde/dybde: 10 cm. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Størrelse på sårpude: 8 x 9 cm. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Reducerer den mikrobielle belastning i kraftigt til meget kraftigt væskende sår. Sorbact® Superabsorbent er en bakterie- og svampebindende sårbandage, baseret på Sorbact® Technology. Den består af et Sorbact® DACC-belagt sårkontaktlag kombineret med en superabsorberende kerne med vandafvisende yderside som forhindrer, at sårvæsken trænger igennem og der opstår lækage. Bandagen absorberer og tilbageholder store væskemængder, hvilket reducerer risikoen for maceration. Sorbact® Superabsorbent forebygger og behandler sårinfektioner og fremmer sårhelingsprocessen. Kan anvendes under kompression. Sorbact® Superabsorbent er beregnet til behandling af rene, kontaminerede, koloniserede eller inficerede kraftigt til meget kraftigt væskende sår såsom tryksår, diabetiske fodsår, bensår, traumesår og kirurgiske sår. Sorbact® Superabsorbent er velegnet til overfladiske sår. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.