



Produktdatablad

Hydrofob superabsorber, steril, 10 x 20 cm

Varenummer: 1000001333



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 5 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Hydrofob bandage. Varemærke: Sorbact. Vareserie: Superabsorbent. Holdbarhed: 5 år. Ingredienser/sammensætning: PE, syntetisk gummi, PP, PA, DACC. Features: u/klæb, steril. Engangs/flergangs: engangs. Steriliseringsmetode: EO. Længde/dybde: 20 cm. Bredde: 10 cm. Certifikater: MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Størrelse på sårpude: 7,6 x 17,8 cm. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Sorbact Superabsorbent er en steril bakterie- og svampebindende sårbandage. Den består af et grønt Sorbact sårkontaktlag, kombineret med en superabsorberende kerne og en hvid bagside med fugtspærre, som forhindrer, at der trænger eksudat igennem. Bandagen reducerer den mikrobielle belastning i kraftigt til meget kraftigt væskende sår. Fikseres med sekundær bandage. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.