



Varenummer 1000001334

Hydrofob bandage, Sorbact Superabsorbent, 20x20cm, grøn, u/klæb, steril, engangs

- ✓ Velegnet til et langvarigt behandlingsforløb
- ✓ Fremmer sårhelingsprocessen
- ✓ Let og sikker at anvende
- ✓ Komfortabel for patienten
- ✓ Hjælper med at reducere smerten
- ✓ Hjælper med at reducere lugten fra sårområdet



Produktbeskrivelse

Sorbact Superabsorbent er en steril bakterie- og svampebindende sårbandage. Den består af et grønt Sorbact sårkontaktlag, kombineret med en superabsorberende kerne og en hvid bagside med fugtspærre, som forhindrer, at der trænger eksudat igennem. Bandagen reducerer den mikrobielle belastning i kraftigt til meget kraftigt væskende sår.

Fikseres med sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Superabsorbent
Farve	Grøn
Features	U/klæb, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PE, syntetisk gummi, PP, PA, DACC
Længde/dybde	20 cm
Bredde	20 cm
Størrelse på sårpude	17,8 x 17,8 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 pk	32.9 cm	29.4 cm	21 cm	07392130007411
pk	10 stk	4.5 cm	27.6 cm	31.1 cm	7392130006933



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt