



Varenummer 1000001334

Hydrofob bandage, Sorbact Superabsorbent, 20x20cm, grøn, u/klæb, steril, engangs

- ✓ Velegnet til et langvarigt behandlingsforløb
- ✓ Fremmer sårhelingsprocessen
- ✓ Let og sikker at anvende
- ✓ Komfortabel for patienten
- ✓ Hjælper med at reducere smerten
- ✓ Hjælper med at reducere lugten fra sårområdet



Produktbeskrivelse

Sorbact Superabsorbent er en steril bakterie- og svampebindende sårbandage. Den består af et grønt Sorbact sårkontaktlag, kombineret med en superabsorberende kerne og en hvid bagside med fugtspærre, som forhindrer, at der trænger eksudat igennem. Bandagen reducerer den mikrobielle belastning i kraftigt til meget kraftigt væskende sår.

Fikseses med sekundær bandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Superabsorbent
Farve	Grøn
Features	U/klæb, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PE, syntetisk gummi, PP, PA, DACC
Længde/dybde	20 cm
Bredde	20 cm
Størrelse på sårpude	17,8 x 17,8 cm
Steriliseringstype	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	40 stk	32.5 cm	29.5 cm	21 cm	7392130465037
pk	10 stk	27.8 cm	31.3 cm	4.5 cm	7392130985030
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt