

Varenummer 1000001335

Hydrofob bandage, Sorbact Superabsorbent, 30x20cm, grøn, u/klæb, steril, engangs

- ✓ Forebygger og behandler sårinfektion
- ✓ Ingen frigivelse af aktive stoffer i såret
- ✓ Antibiotikaresistens forventes ikke
- ✓ Fremmer sårhelingsprocessen
- ✓ Velegnet til langvarigt behandlingsforløb
- ✓ Sikker at anvende, også til nyfødte og gravide



Produktbeskrivelse

Reducerer den mikrobielle belastning i kraftigt til meget kraftigt væskende sår Sorbact® Superabsorbent er en bakterie- og svampebindende sårbandage, baseret på Sorbact® Technology. Den består af et Sorbact® DACC™-belagt sårkontaktlag kombineret med en superabsorberende kerne med vandafvisende yderside som forhindrer, at sårvæsken trænger igennem og der opstår lækage. Bandagen absorberer og tilbageholder store væskemængder, hvilket reducerer risikoen for maceration. Sorbact® Superabsorbent forebygger og behandler sårinfektioner og fremmer sårhelingsprocessen. Kan anvendes under kompression. Sorbact® Superabsorbent er beregnet til behandling af rene, kontaminerede, koloniserede eller inficerede kraftigt til meget kraftigt væskende sår såsom tryksår, diabetiske fodsår, bensår, traumesår og kirurgiske sår. Sorbact® Superabsorbent er velegnet til overfladiske sår.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrofob bandage
Varemærke	Sorbact
Vareserie	Superabsorbent
Farve	Grøn
Features	U/klæb, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PE, syntetisk gummi, PP, PA, DACC
Længde/dybde	30 cm
Bredde	20 cm
Størrelse på sårpude	17,5 x 27,5 cm
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 pk	43.4 cm	29.4 cm	20.8 cm	7392130007428
pk	10 stk	4.5 cm	27.6 cm	31.1 cm	7392130006940



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

