


Varenummer 1000001473

Instrumenttæske, 20x30x5cm, rustfrit stål, med låg



Produktbeskrivelse

Rustfri instrumenttæske med overfaldslåg. Kan blandt andet benyttes til opbevaring af kirurgiske instrumenter i forbindelse med tørsterilisering. Instrumenttæsken tåler op til 200°C.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Instrumenttæske
Features	Med låg
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	20 cm
Bredde	30 cm
Højde	5 cm
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	35 cm	23 cm	7 cm	
stk	1 stk				