



Varenummer 1000001524

Ståldispenser, Intra Millinox, 900 ml, grå, rustfrit stål, til sæbe, manuel

- ✓ Eksklusivt, skulpturelt og stilrent – Millinox fremstår som et eksklusivt og skulpturelt formsprog i satinfinish.
- ✓ Serien er skabt af designer Odd Thorsen, en af Norges bedste og mest vindende produktdesignere. Thorsens systematiske tilgang til design lader funktion og æstetik spille en væsentlig rolle i alle projekter

Produktbeskrivelse

Sæbedispenser i rustfri stål til påfyldning.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Ståldispenser
Varemærke	Intra
Vareserie	Millinox
Farve	Grå
Features	Til sæbe, manuel
Materiale	Rustfrit stål
Bredde	14.3 cm
Højde	25.5 cm
Rumindhold, netto	900 ml
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	31.5 cm	15.7 cm	12 cm	7055570016169
stk	900 ml				