



Varenummer 1000001526

Dispenser, Intra Millinox, 13,5x30x45cm, grå, rustfrit stål, til Z-fold håndklædeark

- ✓ Eksklusivt, skulpturelt og stilrent – Millinox fremstår som et eksklusivt og skulpturelt formsprog i satinfinish.
- ✓ Serien er skabt af designer Odd Thorsen, en af Norges bedste og mest vindende produktdesignere. Thorsens systematiske tilgang til design lader funktion og æstetik spille en væsentlig rolle i alle projekter

Produktbeskrivelse

Håndklædeark dispenser i rustfri stål til Z-foldede håndklædeark.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Intra
Vareserie	Millinox
Farve	Grå
Features	Til Z-fold håndklædeark
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	13.5 cm
Bredde	30 cm
Højde	45 cm
Inkluderet tilbehør	Skruer, rawplugs og nøgler.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	47 cm	31.5 cm	13.5 cm	7055570011669
stk	1 stk				