



Varenummer 1000001582



Dispenser, ABENA Modular, 800 ml, hvid, manuel, til pose refiller, med rød skueglas til flydende hånddesinfektion eller gel

Produktbeskrivelse

Manuel dispenser der kan anvendes til flydende hånddesinfektion, gel samt sæbe. Den er med rød skueglas hvilket gør den bedst egnet til hånddesinfektion - vi anbefaler blå skueglas til sæbe. Dispenseren har en overflade der gør den nem at rengøre. Skueglas sikrer, at det er nemt at se hvornår det er tid til udskiftning. Refillerne er nemme at montere.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	ABENA
Vareserie	Modular
Farve	Hvid
Features	Manuel, til pose refiller, med rød skueglas til flydende hånddesinfektion eller gel
Rumindhold, netto	800 ml
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Monteres med klæbepude eller skruer.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	25 cm	12 cm	12.5 cm	5703538053931