



Varenummer 1000001683

## Bandage, Juzo Soft Compress, arm, 5-xlarge



STANDARD 100

### Produktbeskrivelse

Juzo SoftCompress er polyurethane skum med bomuldsbetræk, formet med vertikale riller. Denne udformning er med til at fremme lymfedrænage samtidig med at den forebygger fibrose i det bløde væv. Fastholdes med kortstræksbandage eller kompressionsstrømper. Ved åbne sår, skal disse dækkes af et egnet sårprodukt før Juzo SoftCompress applikeres. Hudvenlig, åndbar og vaskbar. Daglig vask anbefales.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Bandage
Varemærke	Juzo
Vareserie	Soft Compress
Ingredienser/sammensætning	85% polyamid, 15% elastan
Målepunkter	Arm
Strøpestørrelse	5-xlarge
Certifikater	CE. OEKO-TEX. RAL. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Holdbarhed	36 mdr
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved 60°C, brug vaskemiddel til sarte tekstiler og ingen skyllemiddel. Kan ikke tørretumbles.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	40 cm	26 cm	5 cm	4056403400554



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.

