



Produktdatablad

Overtræksvest, One size, gul, polyester, med refleksstriber, 2:2

Varenummer : 1000001751
Version : 01
Varegruppe : Overtræksvest
Forpakninger : 50 stk = 1 kolli
40 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Overtræksvest
Farve: gul
Materiale: polyester
Features: med refleksstriber, 2:2
Størrelse: One size
Længde/dybde: 30 cm
Bredde: 23 cm
Højde: 15 cm
Vægt, netto: 375 g
CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse 2:2
Produktbeskrivelse: Overtræksvest velegnet til brug på lager, til bilen mm., hvor man ønsker at være synlig.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.