




Varenummer 1000001754

Miele
PROFESSIONAL

**Siskål, Miele, E363, 225x150x55mm,
med låg, til over- og underkurv,
maskevidde 1 mm**

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, optimal og sikker rengøring og desinfektion af forskellige medicinske instrumenter. Med Miele maskinerne opnår du økonomiske fordele både ved lave driftsomkostninger samt besparelse i tidsforbrug sammenlignet med manuel instrumentrengøring. Miele overholder alle krav i forhold til. DS/EN ISO 15883 for medicinsk udstyr. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Siskål
Varemærke	Miele
Model	E363
Features	Med låg, til over- og underkurv, maskevidde 1 mm
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	225 mm
Bredde	150 mm
Højde	55 mm
Vægt, netto	0.6 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Afløses på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				5703538361593
stk	1 stk				