



Varenummer 1000001770

Termokande, Bravilor Bonamat, 2,2 l, sort, rustfrit stål/plast

Produktbeskrivelse

En termokande der holder kaffen varmt hele dagen.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termokande
Varemærke	Bravilor Bonamat
Farve	Sort
Materiale	Rustfrit stål, plast
Rumindhold, netto	2.2 l
Certifikater	Fairtrade
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk	44.5 cm	19 cm	19 cm	8713441040826
stk					