

ABENA®

Produktdatablad

Termokande, Bravilor Bonamat, 2,2 l, sort, rustfrit stål/plast

Varenummer : 1000001770
Varegruppe :
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
96 stk = 1 palle
96 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Termokande
Varemærke:	Bravilor Bonamat
Holdbarhed, åbnet:	
Farve:	sort
Materiale:	rustfrit stål, plast
Volumen, netto:	2,2 l
Certifikater:	Fairtrade
Produktbeskrivelse:	En termokande der holder kaffen varmt hele dagen.
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger:	
Temperaturtolerance:	
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Aflleveres på miljøstation.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 121678