



Varenummer 1000001809

**Tørsterilisator, Memmert, SF55,
58,5x78,7cm, 53 l, bordmodel,
venstrehængt dør, trådhyld, aktiv
luftcirkulation**



Produktbeskrivelse

Memmert SF55 lever op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. Memmert SF55 er udstyret med et farvedisplay med touchfølsomme knapper, en blæser, der sikrer cirkulationen af varmen i ovnen, justerbart friskluftindtag, justerbar ventilator, justerbar indstilling af programtid og SetpointWAIT-funktion, der sikrer at programmet først starter når den indstillede temperatur er opnået. Temperaturområdet kan indstilles fra 10 grader C og op til 250 grader C. Derudover er Memmert tørsterilisatoren udstyret med intern datalogger, digitaltimer, fuldisoleret rustfri ståldør og indvendigt kammer i rustfri stål. Indvendige mål: b 400 mm x h 400 mm x d 330 mm. Udvendige mål: b 585 mm x h 787 mm x d 514 mm (minus 39 mm til blæseren). Vægt 55 kg. Leveres med 1 trådhyld i rustfrit stål.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tørsterilisator
Varemærke	Memmert
Model	SF55
Features	Bordmodel, venstrehængt dør, trådhyld, aktiv luftcirkulation
Bredde	58.5 cm
Højde	78.7 cm
Vægt, netto	57 kg
Rumindhold, brutto	53 l
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.