



CLAX® Deosoft Sensitive

56A1

Skyllemiddel uden farve og parfume – med lugtneutraliserende teknologi

Beskrivelse

Clax Deosoft Sensitive er et tekstilskyllemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier. Produktet er velegnet til brug på de fleste tekstiltyper og kan doseres bade manuelt og automatisk.

Egenskaber

Tekstilskyllemiddel baseret på bionedbrydelige kationer, kvaternære ammonium salte. Disse positivt ladede kationer bliver i vaskeluden adsorberet til tekstilets negativt ladede overflade, når kationerne er vedhæftet på tekstilet har de en smørende effekt. Under tørreprocessen betyder dette mindre risiko for sammenfiltning og opbygning af statisk elektricitet (specielt på syntetiske fibre). Desuden fremmer denne smøring stryge- og rulleprocessen. Produktet fremstilles uden duft og farve, hvilket giver mindre miljøpåvirkning. Produktet indeholder også lugtneutraliserende teknologi (ONT), som reagerer med ildelugtende molekyler og inaktiverer dem. Kan anvendes på de fleste tekstiltyper, men er specielt effektive på lette eller vævede tekstiler som håndklæder. Produktet efterlader et blødt, silkeagtigt greb på vævede tekstiler.

Fordele

- God blødgørende virkning på mange sorteringer (håndklæder, lagner, uld, sarte tekstiler osv.)
- Modvirker statisk elektricitet
- Modvirker dårlig lugt
- Baseret på bionedbrydelige indholdsstoffer
- Indeholder ikke farve og parfume

Brugsanvisning

Skyllemidlet tilsættes i vaskemaskinens sidste skyl eller i sidste sektion på vaskerøret. Dette produkt bør ikke anvendes på:

- Tøjsorteringer der tørres på ruller med polyester filt
- Produkter fremstillet af mikro polyesterfibre såsom beklædning til cleanroom samt vandafvisende operationslinned

Dosering*

Anbefalet dosering: 2 - 10 ml/kg tørt tøj / 0,4 - 2,0 ml pr. ltr. vand.

Doseringen er afhængig af tøjsorteringen

**Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*





CLAX[®] Deosoft Sensitive

56A1

Tekniske data

Udseende:	Mælkehvid væske
Duft:	Ingen lugt/ lugtfri
pH-værdi (ufortyndet):	≈ 3.2
pH-værdi (brugskoncentration):	≈ 5
Relativ vægtfylde (g/cm ³ ; 20°C):	≈ 1.00
Viskositet (mPa.s; 25°C):	≈ 40

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7522695	Clax Deosoft Sensitive 56A1 10L W1845	Manuel dosering

www.diversey.com

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 06/12/2022 da-DK (K00124)