



Varenummer 1000001856

Miele
PROFESSIONAL

**Si-indsats, Miele, E378,
460x460x110mm, hel indsats, til
underkurv, maskevidde 1,7 mm**

Produktbeskrivelse

Miele tilbyder med sine rengørings- og desinfektionsmaskiner, optimal og sikker rengøring og desinfektion af forskellige medicinske instrumenter. Med Miele maskinerne opnår du økonomiske fordele både ved lave driftsomkostninger samt besparelse i tidsforbrug sammenlignet med manuel instrumentrengøring. Miele overholder alle krav i forhold til. DS/EN ISO 15883 for medicinsk udstyr. Miele har eget rådgivningsteam som samarbejder med ABENAs konsulenter. Kontakt ABENAs kundeservice og få besøg af en Miele rådgiver.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Si-indsats
Varemærke	Miele
Model	E378
Features	Hel indsats, til underkurv, maskevidde 1,7 mm
Materiale	Rustfrit stål
Længde/dybde	460 mm
Bredde	460 mm
Højde	110 mm
Vægt, netto	1.9 kg
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1 stk				5703538361531
stk	1 stk				