




Varenummer 1000001880

2-vejs foley kateter, Fortune LT, nelaton, CH 16, 42cm, 10 ml, integreret ballon



Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med integreret ballon, der mindsker risikoen for gener ved indføring og seponering af katetret, da overfladen er mere jævn.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Fortune
Vareserie	LT
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 16
Farve	Orange
Features	Integreret ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	42 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med sterilt vand. Skal senest skiftes efter 90 dage.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	54.8 cm	44.8 cm	34.8 cm	14711182608092
pk	10 stk	52.3 cm	10.8 cm	6.2 cm	4711182608095
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt