




Varenummer 1000001884

2-vejs foley kateter, Fortune LT, nelaton, CH 24, 42cm, 10 ml, integreret ballon



Produktbeskrivelse

Anvendes til blæredrænage. 100% silikone kateter med integreret ballon, der mindsker risikoen for gener ved indføring og seponering af katetret, da overfladen er mere jævn.



Specifikationer

Produktbetegnelse	2-vejs foley kateter
Varemærke	Fortune
Vareserie	LT
Spidstype	Nelaton
Størrelse	CH 24
Farve	Blå
Features	Integreret ballon
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Silikone
Længde/dybde	42 cm
Rumindhold, brutto	10 ml
Steriliseringsmetode	EO
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Næringsindhold	1
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Brugsanvisning

Ballonen kan fyldes med sterilt vand. Skal senest skiftes efter 90 dage.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	54 cm	45 cm	33 cm	14711182608139
pk	10 stk	52.5 cm	10.6 cm	6.2 cm	4711182608132
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.