



Produktdatablad

Håndsæbe, refiller til Tork dispenser S2, 475 ml.

Varenummer: 1000001908



Varedeklaration

Forpakning: 8 stk pr. kolli. 96 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Håndsæbe. Varemærke: Tork. Vareserie: Premium. Holdbarhed: 36 måneder. Holdbarhed, åbnet: 12 måneder. Farve: hvid. Ingrediensliste: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Glycol Distearate, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide MEA, Laureth-10, Formic Acid, Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Chloride, Coco Glucoside, Glyceril Oleate, Phenoxyethanol, Benzoic acid, Dehydroacetic acid, PEG-4 Rapesee. Features: S2, uden farve og parfume, flydende, mini, 1,0 ml pr. dosering. pH-værdi (konc.): pH ~ 5. Rumindhold, netto: 475 ml. Certifikater: EU-Blomsten, Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Opbevaringsinstruktioner: Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Direktiver, lovgivning og regler: (EF) Nr. 1223/2009. Faresætninger: Ingen. Produktbeskrivelse: Håndsæbe med milde ingredienser, der giver rene og friske hænder og forebygger hudirritation. Lang holdbarhed med op til 475 håndvaske pr. flaske. Den forseglede flaske med engangspumpe sikrer god hygiejne og reducerer risikoen for krydskontaminering. Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.