



Varenummer 1000001930



Affaldsstativ, Tina Trolleys, hvid, stål, 2-rums, 2x110 l, dobbelt, med låg, til kildesortering

- ✓ Til kildesortering
- ✓ To-delt

Produktbeskrivelse

Affaldsstativ med to affaldsstrømme, der sikre gode muligheder for kildesortering. Affaldsstativet har hjul, der gør det mobilt, og dermed nemt at flytte på.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Affaldsstativ
Varemærke	Tina Trolleys
Farve	Hvid
Features	Dobbelt, med låg, til kildesortering
Materiale	Stål
Bredde	74 cm
Højde	83 cm
Rumindhold, brutto	220 l
Antal rum	2-rums
Volumen af rum	2x110 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Undgå slag og stødpåvirkning.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	74 cm	56 cm	84 cm	
stk	1 stk				



Affaldsspand, der er egnet til affaldssortering.