



Varenummer 1000001939

Manchet, Microlife, S, grå, til Microlife døgnd blodtryksmåler Watch BP03, Ø 17-22 cm



Produktbeskrivelse

Manchet, til Microlife døgnd blodtryksmåler Watch BP03

Specifikationer

Produktbetegnelse	Manchet
Varemærke	Microlife
Størrelse	S
Farve	Grå
Features	Til Microlife døgnd blodtryksmåler Watch BP03, Ø 17-22 cm
Materiale	Nylon
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	12.5 cm	8.2 cm	4.2 cm	5703538361241



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.