



Varenummer 1000002030

Dermatoskophoved, HEINE, DELTA 20T, Ø23mm**Produktbeskrivelse**

DELTA 20T dermatoskophoved med BETA LED HQ teknik. Når instrumentet tændes, vil det altid være i polariseret tilstand. For at skifte til Ikke-polariseret skal du blot trykke på den sorte knap på siden af instrumentets "hals". Dette giver mulighed for hurtigere undersøgelse og tillader observation af "flash"-effekt, undersøgelse af krystallinske strukturer. Ved anvendelse af polariseret lys er det ikke nødvendigt at bruge immersionsolie. Leveres med kontaktplade Ø 23mm med skala og dermatoskopikompedium. Leveres uden håndtag som kan tilkøbes.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Dermatoskophoved
Varemærke	HEINE
Model	DELTA 20T
Diameter	23 mm
Strømspecifikationer	2,5V/3,5V
Certifikater	CE, MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	26 cm	17.5 cm	6 cm	4053755181322



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.