



Varenummer 1000002045

**Personvægt, Seca 813, 37,3x43,3x4,7cm,
sort, Med bred trædeflade, max 200 kg**



Produktbeskrivelse

Personvægten SECA 813 er med sin brede form og lave platform med nubret måtte en ideel vægt til ældre mennesker. Derudover gør den høje kapacitet og solide stålramme den også egnet til kraftige personer. Vægten har step-off funktion, der gør at den tænder når der trædes op på den, og viser resultatet, når der trædes ned af vægten igen. Interval på 100 g.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Personvægt
Varemærke	Seca
Vareserie	813
Farve	Sort
Features	Med bred trædeflade, max 200 kg
Graduering	100 g < 150 kg > 200 g
Længde/dybde	37.3 cm
Bredde	43.3 cm
Højde	4.7 cm
Vægt, netto	2.9 kg
Strømspecifikationer	4 stk. AAA-batterier
Inkluderet tilbehør	4 stk. AAA-batterier.
Certifikater	CE.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2 stk	50.5 cm	15.2 cm	45.7 cm	
stk	1 stk				4012030006736



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.