



Produktdatablad

Vægt, gulvmodel, digital, max 200 kg

Varenummer: 1000002045



Varedeklaration

Forpakning: 2 Stk pr. Kolli, 30 Kolli pr. Palle. Produktbetegnelse: Personvægt. Vareserie: 813. Features: Med bred trædeflade, max 200 kg. Vægt, netto: 2,9 kg. Længde/dybde: 37,3 cm. Bredde: 43,3 cm. Højde: 4,7 cm. Certifikater: CE. Inkluderet tilbehør: 4 stk. AAA-batterier. Strømspecifikationer: 4 stk. AAA-batterier. Graduering: 100 g 200 g. Produktbeskrivelse: Personvægten 813 er med sin brede form og lave platform med nubret måtte en ideel vægt til ældre mennesker. Derudover gør den høje kapacitet og solide stålramme den også egnet til kraftige personer. Vægten har step-off funktion, der gør at den tænder når der trædes op på den, og viser resultatet, når der trædes ned af vægten igen. Interval på 100 g. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.