

ABENA®

Produktdatablad

Tæpperenser, Kärcher, Puzzi 8/1 C, 53x33x44cm, gul, 2-rums, 8/7 rent/-snavsevandstank

Varenummer : 1000002050
Varegruppe :
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
16 stk = 1 palle
16 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Tæpperenser
Varemærke: Kärcher
Farve: gul
Model: Puzzi 8/1 C
Inkluderet tilbehør: manuelt mundstykke, sprøjteslange med indbygget vandtilførsel, møbelmundstykke, ledningskrog, håndtag med pistol, 7,5 m ledning
Strømspecifikationer: 1380W
Antal rum: 2-rums
Volumen af rum: 8/7 rent/-snavsevandstank
Længde/dybde: 53 cm
Bredde: 33 cm
Højde: 44 cm
Produktbeskrivelse: Vasker og tørrer gulvet i én arbejdsgang, både fremad og bagud. Efterlader gulvene helt tørre og klar til at gå på. 7/8 l rent/-snavsevandstank.
Vejledning i brug/ anvendelse: Se brugsanvisning på on-line.abena.dk

Tilhørende varer: 168097, 1000004891