

Fresubin® Energy DRINK



- ▶ **Fuldgyldig, energirig ernæringsdrik**
 - 1,5 kcal pr. ml
 - 300 kcal/1260 kJ/flaske
 - 11,2 g protein/flaske
 - 15 E% protein
- ▶ **Velegnet til patienter med øget energibehov**
- ▶ **Fås i 8 gode smagsvarianter**
- ▶ **Glutenfri og lavt indhold af laktose**



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Fresubin® Energy DRINK

Næringsindhold

Pr. 100 ml

Energi	150 kcal 630 kJ
Protein	5,6 g
Kulhydrater	18,8 g
heraf sukkerarter	3,9-6,3* g
heraf laktose	≤ 0,27 g
Fedt	5,8 g
heraf mættet fedt	0,4 g
heraf enkeltumættet fedt	3,8 g
heraf flerumættet fedt	1,6 g
heraf kolesterol	≤ 4 mg
Fibre	0 g
Vand	78 ml
Osmolaritet	355-405* mosmol/l
Osmolalitet	460-530* mosmol/kg H ₂ O
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	80 mg (2,6 mmol)
Kalium	135 mg (3,5 mmol)
Klorid	100 mg (2,8 mmol)
Kalcium	135 mg (3,4 mmol)
Magnesium	21 mg (0,9 mmol)
Fosfor	80 mg (2,6 mmol)
Jern	2 mg
Zink	1,5 mg
Kobber	300 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	30 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	10 µg
Molybdæn	15 µg
Selen	10 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vit. A	120 µg
β-karoten	300 µg
Vit. D ₃	2 µg
Vit. E	3 mg
Vit. K ₁	16,7 µg
Vit. B ₁	0,23 mg
Vit. B ₂	0,32 mg
Niacin	3 mg
Vit. B ₆	0,33 mg
Vit. B ₁₂	0,6 µg
Pantotensyre	1,2 mg
Biotin	7,5 µg
Folsyre	50 µg
Vit. C	15 mg
Kolin	26,7 mg
Koffein (kun i cappuccino-smag)	0,4 mg

Energifordeling (E%):

protein 15%, fedt 35%, kulhydrater 50%, fibre 0%

* afhængig af smagsvariant

Produktegenskaber

Ernæring til specielt medicinsk formål:

Komplet, energirig (1,5 kcal/ml) ernæringsdrik uden fibre. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energibehov.

Dosering:

Som supplement anbefales 2-3 flasker à 200 ml/dag. Som total ernæring anbefales 5-7 flasker à 200 ml/dag.

Vigtigt! Skal anvendes i henhold til ordinationen. Kan anvendes til total ernæring eller som supplement. Drikkes langsomt. Rystes før brug. Er ikke egnet til børn under 1 år.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. En åben flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.

Ingredienser:

Vand, maltodextrin, vegetabilsk olie, mælkeprotein, sakkarose, aromastoffer, mineraler, emulgatorer (sojalecithin, E 471), vitaminer, sporstoffer, surhedsregulerende midler (E 330, E 530) og andre næringsstoffer.

Derudover i smagsvarianten jordbær: glukose

Fedtkilder: Solsikkeolie, rapsolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Maltodextrin fra majs, sakkarose

Pakninger og varenr.

Produkt (4 x 200 ml)	Apoteks-varenr.	Fresenius Kabi varenr.
Cappuccino	20 95 96	700 56 01
Lemon	20 95 97	700 66 01
Jordbær	20 95 95	700 16 01
Solbær	20 95 94	700 36 01
Tropefrugt	20 96 16	700 46 01
Vanille	20 95 98	700 06 01
Chokolade	20 96 77	700 26 01
Neutral	21 27 15	700 76 01
Mix-kasse (6 x 4 x 200 ml)	20 99 74	700 16 1S

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk