

Fresubin® Energy Fibre DRINK



- ▶ **Fuldgyldig, energirig ernæringsdrik med fibre**
 - 1,5 kcal pr. ml
 - 300 kcal/1260 kJ/flaske
 - 11,2 g protein/flaske
 - 15 E% protein
 - 4 g fibre/flaske
- ▶ **Velegnet til patienter med øget energibehov og behov for fibre**
- ▶ **Fås i 4 gode smagsvarianter**
- ▶ **Glutenfri og lavt indhold af laktose**



**FRESENIUS
KABI**

caring for life



Fresubin® Energy Fibre DRINK

Næringsindhold

Pr. 100 ml

Energi	150 kcal 630 kJ
Protein	5,6 g
Kulhydrater	17,8 g
heraf sukkerarter	5,4-6,4 g*
heraf laktose	≤ 0,25 - ≤ 0,26 g*
Fedt	5,8 g
heraf mættet fedt	0,4-0,5 g*
heraf enkeltumættet fedt	3,7-3,8 g*
heraf flerumættet fedt	1,6 g
Fibre	2 g
Vand	78 ml
Osmolaritet	400-440 mosmol/l*
Osmolalitet	520-580 mosmol/kg H ₂ O*
Mineraler og sporstoffer:	
Natrium	80-85 mg (3,5-3,7 mmol)*
Kalium	135-140 mg (3,5-3,6 mmol)*
Klorid	100 mg (2,8 mmol)
Kalcium	130-135 mg (3,2-3,4 mmol)*
Magnesium	21-24 mg (0,9-1,0 mmol)*
Fosfor	80-85 mg (2,6-2,7 mmol)*
Jern	2 mg
Zink	1,5 mg
Kobber	300 µg
Mangan	0,4 mg
Jod	30 µg
Fluor	0,2 mg
Krom	10 µg
Molybdæn	15 µg
Selen	10 µg
Vitaminer og andre næringsstoffer:	
Vit. A	120 µg
β-karoten	300 µg
Vit. D ₃	2 µg
Vit. E	3 mg
Vit. K ₁	16,7 µg
Vit. B ₁	0,23 mg
Vit. B ₂	0,32 mg
Niacin	3 mg
Vit. B ₆	0,33 mg
Vit. B ₁₂	0,6 µg
Pantotensyre	1,2 mg
Biotin	7,5 µg
Folsyre	50 µg
Vit. C	15 mg
Kolin	26,7 mg

Energifordeling (E%):

protein 15%, fedt 35%, kulhydrater 47,3%, fibre 2,7%

* afhængig af smagsvariant

Produktegenskaber

Ernæring til specielt medicinsk formål:

Komplet, energirig (1,5 kcal/ml) ernæringsdrik. Glutenfri, lavt indhold af laktose.

Anvendelse:

Til ernæringsbehandling af patienter i risiko for underernæring, specielt til patienter med øget energibehov og behov for fibre.

Dosering:

Som supplement anbefales 2-3 flasker à 200 ml/dag. Som total ernæring anbefales 5-7 flasker à 200 ml/dag. 3 flasker à 200 ml dækker det anbefalede dagsbehov for vitaminer og mineraler til voksne.**

Vigtigt! Skal anvendes i henhold til ordinationen. Kan anvendes til total ernæring eller som supplement. Drikkes langsomt. Rystes før brug. Er ikke egnet til børn under 1 år.

Opbevaring:

Opbevares ved stuetemperatur. En åbnet flaske kan opbevares 24 timer i køleskab.

Ingredienser:

Vand, maltodextrin, vegetabilsk olie, mælkeprotein, sakkarose, hvededextrin, inulin (fra cikorie), aromastoffer, cellulose, mineraler, emulgatorer (sojalecithin, E 471), vitaminer (vitamin A med fiskegelatine), sporstoffer og andre næringsstoffer.

Derudover i smagsvarianten chokolade: fedtreduceret kakaopulver og stabilisatorer (E 460, E 466, E 407).

I smagsvarianten jordbær: glukose og surhedsregulerende middel (E 330).

I smagsvarianten vanille: surhedsregulerende middel (E 330).

Fedtkilder: Solsikkeolie, rapsolie

Proteinkilde: Mælk

Kulhydratkilder: Maltodextrin, sakkarose

Fiberkilder: Hvededextrin, inulin, cellulose (kakaopulver i chokolade)

Pakninger og varenr.

Produkt (4 x 200 ml)	Apoteks-varenr.	Fresenius Kabi varenr.
Chokolade	20 96 03	702 16 01
Jordbær	20 96 00	702 06 01
Kirsebær	20 95 99	702 56 01
Vanille	20 96 02	702 26 01

For yderligere produktinformation kontakt venligst Fresenius Kabi. Telefon 3318 1600 eller www.fresenius-kabi.dk.

** D-A-CH (German Nutrition Society, Austrian Nutrition Society, Swiss Society for Nutrition Research, Swiss Nutrition Association)



**FRESENIUS
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi
Islands Brygge 57
2300 København S
Telefon 3318 1600
www.fresenius-kabi.dk